


OnlyU Disposable Sliding Foil


OnlyU Wall Mount & Rack



OnlyU Disposable Sliding Folie är ett tunnelformat ark som är hudkompatibelt, rivbeständigt, latexfritt, biokompatibelt och livsmedelssäkert.

Denna produkt används på kliniker och sjukhus vid positionering och förflyttning av brukare. Användningen av OnlyU Disposable Sliding Foil underlättar att hålla en snabb och säker hygienisk nivå vid överflyttningar. Glidfolien kan avdelas i valfri längd och användas precis som en tunnelsydd glidmatta.

För att underlätta förvaring och hantering av OnlyU Disposable Sliding Folie finns ett väggfäste - OnlyU Wall Mount & Rack som kan monteras och ställas på bord eller väggmonteras.



Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
OnlyU Disposable Sliding Foil	PM-060.60-100	0,6 x 100 m	Polyeten (LDPE), latexfri	200 kg
OnlyU Disposable Sliding Foil inkl. kartong	PM-060.65-100	0,6 x 100 m	Polyeten (LDPE), latexfri	200 kg
OnlyU Disposable Sliding Foil	PM-060.70-100	0,7 x 100 m	Polyeten (LDPE), latexfri	200 kg
Wall Rack för Sliding Foil	PMF-0200	46 x 70 x 18 cm	Rostfritt stål	
OnlyU Wall mount för bredd: 60 cm			PM-060.10	
OnlyU Wall mount för bredd: 70 cm			PM-060.30	



PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för Petermann GmbH produkter i Sverige.



CE MD = 200 kg



Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.