



# Alpha Rollboard Vision

Skonsam  
Låg friktion  
Hygienisk



Rollboard Vision är särskilt väl lämpad för skonsamma, smärtfria och lågfriktionsförflyttningar i sidled av personer med begränsad rörlighet, samt överviktiga personer. I synnerhet kan stötar eller springor som uppstår när två stödytor placeras bredvid varandra överbyggas. Förflyttning av liggande personer kan stödjas i akuta situationer, för att minimera patientrörelser när en diagnos ännu inte är tillgänglig.

Tack vare sin unika kombination av hygieniska egenskaper, kvalitet, form och funktion så imponerar Alpha Rollboard Vision med sin enastående lätthet att hantera klienter, och sin kompromisslösa säkerhet, under förflyttning. Alpha Rollboard Vision kombinerar storlek och värde i sin förmåga att hantera klienternas genomsnittliga storlek och vikt. Rollboard Vision kräver ett överdrag för användning, till exempel textilöverdraget, men vi rekommenderar även att du lägger till någon av våra andra överdrag och folier till denna produkt.

Under utvecklingen av Alpha Rollboard Vision togs hänsyn till kraven på produkter för sjukhus, kliniker och andra hälsoinrättningar tillsammans med yrkeserfarenheten hos personer inom vårdrutinen. Alla Rollboards har testats och godkänts för användning i röntgen- och MR-undersökningar.




  
**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för  
Petermann GmbH produkter i Sverige.

Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.

# Olika storlekar bland Alpha Rollboard Vision

----- var Rollboard kan vikas



## Teknisk specifikation

### Rollboard (utan överdrag)

	Mått	Artikelnummer
Alpha Rollboard Vision XS, double foldable	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"	PMF-9050.0
Alpha Rollboard Vision S, foldable	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"	PMF-9075.0
Alpha Rollboard Vision M, foldable	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"	PMF-9085.0
Alpha Rollboard Vision M, not foldable	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"	PMF-9095.0
Alpha Rollboard Vision foldable (Wide)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"	PMF-9150.0
Alpha Rollboard Vision (Wide)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"	PMF-9155.0
Alpha Rollboard Vision L, foldable	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"	PMF-9170.0
Alpha Rollboard Vision XL, foldable	195 x 50 cm / 76,7 x 19,7"	PMF-9180.0

### Rollboardöverdrag: Textil

Alpha Rollboard Vision Textile Cover XS	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"	PMF-9051
Alpha Rollboard Vision Textile Cover S	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"	PMF-9076
Alpha Rollboard Vision Textile Cover M	90 x 50 cm / 35,4 x 19,7"	PMF-9086/96
Alpha Rollboard Vision Textile Cover (Wide)	145 x 60 cm / 57,1 x 23,6"	PMF-9151
Alpha Rollboard Vision Textile Cover L	170 x 50 cm / 66,9 x 19,7"	PMF-9171
Alpha Rollboard Vision Textile Cover XL	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"	PMF-9181
Alpha Rollboard Cover with integrated pull loops, L	170 x 50 cm / 66,9 x 19,7"	PMF-9186

### OnlyU Disposable cover (alternativt överdrag)

OnlyU Disposable Cover S (50 bitar per rulle)	47,5 x 85 cm / 18,7 x 33,5"	PMF-9077
OnlyU Disposable Cover M (120 bitar per rulle)	90 x 53 cm / 35,4 x 20,9"	PMF-9090
OnlyU Disposable Cover (Wide) (70 bitar per rulle)	160 x 61 cm / 63 x 24"	PMF-9152
OnlyU Disposable Cover L & XL (60 bitar per rulle)	180 x 53 cm / 70,9 x 20,9"	PMF-9172

### OnlyU Protection Foil (alternativt överdrag)

OnlyU Protection Foil XS, S (110 bitar per rulle)	90 x 54,5 cm / 35,4 x 21,6"	PMF-0191
OnlyU Protection Foil M, L & XL (55 bitar per rulle)	180 x 54,5 cm / 70,9 x 21,6"	PMF-0192

Rollboard:



OnlyU Protection Foil  
använd ovanpå textile cover.

Art nr: PMF-0191/ 90x54,5 cm  
för Rollboard Vision M

Art nr: PMF-0192/ 180x54,5 cm  
för Rollboard Vision L, XL



Covers:



OnlyU Disposable Cover  
används efter borttagning av textile cover

Art nr: PMF-9090 / 90x53 cm  
för Rollboard Vision M

Art nr ex: PMF-9172 / 180x53 cm  
för Rollboard Vision L

