




Utprovningsprotokoll

Low Basic Sling
Models 25047, 25072



- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

- Grön lyftögla
- Gul lyftögla
- Röd lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra positionen, med tanke på patientens förmåga att stödja sig själv.

Kommentar från vårdgivare:

Maximal användarvikt: 300kg/660lb

Model 25047 - Polyester Nät

Model 25072 - Polyester

Förflyttningsituation:




Tillgängliga storlekar:


Indikera storleksbehov



Benplacering:



Upphängningsalternativ:



Nödvändiga tillbehör:

- 21146 Benpolstring - Small
- 21146 Benpolstring - Medium
- 21146 Benpolstring - Large
- 25102 Förstyvade benstöd - One Size
- 50866 Bygelpolstring för lyftbygel. Ska inte användas i våta miljöer.

Armplacering:



Patient Information:

Namn: _____

Enhet: _____ Rum: _____ Selsens serienummer: _____

Lyft använd: _____ Lyftbygel använd: _____

Low Basic Sling är en bra lösning för användare som har bålstabilitet och kontroll över överkroppen. Designen liknar Basic Sling, men den har ett kortare ryggstöd. Low Basic Sling ger stöd från svanskotan upp under armarna och under benen. Armarna kan hållas inuti, men hålls oftast utanför selen. Det är en perfekt sele för en mer aktiv användare. Low Basic Sling är designad för två-, tre- och fyrapunktsupphängning.

Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:

Till Patient:

Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com