

# General Purpose Sling



Hållbar  
En-patient möjlighet  
Loop eller Clip



Våra General Purpose selar har en hög viktkapacitet och en generös total bredd för att erbjuda en sträckt sittställning som är väl lämpad för att lyfta tyngre brukare i alla situationer. Det integrerade huvudstödet gör att patienten kan lyftas även från golvet.

## Promotes Infection Control

Dessa selar för engångsbruk erbjuder det bekväma alternativet att kassera efter användning i kombination med den extra fördelen med hygienkontroll. Eftersom lyftselen endast kan användas av en patient åt gången, stöds lätt protokoll för infektionskontroll.

## Två bekväma alternativ

General Purpose-selen finns antingen med förstärkta öglor som säkerställer hållbarhet och användarvänlighet, eller med klämmor för enkel och säker fastsättning. Båda alternativen är en idealisk lösning för plötsliga ändringskrav. Dessa selar finns i vuxenstorlekar Small till Extra Large och kan

bära en maximal kapacitet på 318 kg/700 lb.

## Optimala funktioner

Dessa selar har delade ben och en hög rygg för extra stöd. De är gjorda av en stark men mjuk polyester/bomullsblandning och är idealiska för sittande, horisontella eller halvliggande förflyttning. Det unika materialet leder bort vätskor och kan lämnas bakom en patient. Modell #NSB-104 kan användas med en spridarbygel. Modell #NSB-105 har öglor som kan fästas på en hängstång med 2-punkts, 3-punkts eller 4-punktsupphängning.



## Accessories



### Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180-\*



### Benpolstring

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Art nr. 21146-S, M



### Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 92938. 4-punktsbygel till

## Lifting Situations



### Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



### Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



### Använd från golvet

Fungerande vid förflyttning från golvet.

## Care and Features




### Klämma eller slinga

Två bekväma monteringsalternativ - klämmor eller öglor.



### Förstärkta öglor

Färgkodade förstärkta remmar för enkel bestämning av önskad positionering.




### Polyester/Bomull

Materialet gör att vätskor sugas bort från patienten. Tvätta inte. Engångsansvändning.

## Tekniska Specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	A	B	C
NSB-104C-S	Small	S	30cm / 12"	84cm / 33"	78cm / 31"
NSB-104C-M	Medium	M	43cm / 17"	88cm / 35"	97cm / 38"
NSB-104C-L	Large	L	53cm / 21"	103cm / 41"	114cm / 45"
NSB-104C-XL	Extra Large	XL	68cm / 27"	114cm / 45"	133cm / 53"
NSB-105-S NSB-105V-S <sup>1</sup>	Small	S	30cm / 12"	84cm / 33"	78cm / 31"
NSB-105-M NSB-105V-M <sup>1</sup>	Medium	M	43cm / 17"	88cm / 35"	97cm / 38"
NSB-105-L NSB-105V-L <sup>1</sup>	Large	L	53cm / 21"	103cm / 41"	114cm / 45"
NSB-105-XL NSB-105V-XL <sup>1</sup>	Extra Large	XL	68cm / 27"	114cm / 45"	133cm / 53"
Maximal användarvikt	318kg				



\* Tillgängliga i fler storlekar: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)

**“** Vi förbättrar rörelsefriheten och kvalitetsomhändertagande av människor

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE THE NETHERLANDS**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com