



Alpha Rollboard Vision

Skonsam
Låg friktion
Hygienisk



Rollboard Vision är särskilt väl lämpad för skonsamma, smärtfria och lågfriktionsförflyttningar i sidled av personer med begränsad rörlighet, samt överviktiga personer. I synnerhet kan stötar eller springor som uppstår när två stödytor placeras bredvid varandra överbyggas. Förflyttning av liggande personer kan stödjas i akuta situationer, för att minimera patientrörelser när en diagnos ännu inte är tillgänglig.

Tack vare sin unika kombination av hygieniska egenskaper, kvalitet, form och funktion så imponerar Alpha Rollboard Vision med sin enastående lätthet att hantera klienter, och sin kompromisslösa säkerhet, under förflyttning. Alpha Rollboard Vision kombinerar storlek och värde i sin förmåga att hantera klienternas genomsnittliga storlek och vikt. Rollboard Vision kräver ett överdrag för användning, till exempel textilöverdraget, men vi rekommenderar även att du lägger till någon av våra andra överdrag och folier till denna produkt.

Under utvecklingen av Alpha Rollboard Vision togs hänsyn till kraven på produkter för sjukhus, kliniker och andra hälsoinrättningar tillsammans med yrkeserfarenheten hos personer inom vårdrutinen. Alla Rollboards har testats och godkänts för användning i röntgen- och MR-undersökningar.





PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.

Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.

Olika storlekar bland Alpha Rollboard Vision

----- var Rollboard kan vikas



Teknisk specifikation

Rollboard (utan överdrag)	Mått	Artikelnummer	Rollboard ProCover: Textil	Mått	Artikelnummer
Alpha Rollboard Vision XS, double foldable	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"	PMF-9050.0	Alpha Rollboard Vision Textile ProCover M	90 x 50 cm	PMF-9084
Alpha Rollboard Vision S, foldable	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"	PMF-9075.0	Alpha Rollboard Vision Textile ProCover Wide	145 x 60 cm	PMF-9154
Alpha Rollboard Vision M, foldable	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"	PMF-9085.0	Alpha Rollboard Vision Textile ProCover L	170 x 50 cm	PMF-9174
Alpha Rollboard Vision M, not foldable	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"	PMF-9095.0	Alpha Rollboard Vision Textile ProCover XL	180 x 50 cm	PMF-9184
Alpha Rollboard Vision foldable (Wide)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"	PMF-9150.0			
Alpha Rollboard Vision (Wide)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"	PMF-9155.0			
Alpha Rollboard Vision L, foldable	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"	PMF-9170.0			
Alpha Rollboard Vision XL, foldable	195 x 50 cm / 76,7 x 19,7"	PMF-9180.0			
Rollboardöverdrag: Textil					
Alpha Rollboard Vision Textile Cover XS	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"	PMF-9051			
Alpha Rollboard Vision Textile Cover S	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"	PMF-9076			
Alpha Rollboard Vision Textile Cover M	90 x 50 cm / 35,4 x 19,7"	PMF-9086/96			
Alpha Rollboard Vision Textile Cover (Wide)	145 x 60 cm / 57,1 x 23,6"	PMF-9151			
Alpha Rollboard Vision Textile Cover L	170 x 50 cm / 66,9 x 19,7"	PMF-9171			
Alpha Rollboard Vision Textile Cover XL	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"	PMF-9181			
Alpha Rollboard Cover with integrated pull loops, L	170 x 50 cm / 66,9 x 19,7"	PMF-9186			
OnlyU Disposable cover (alternativt överdrag)					
OnlyU Disposable Cover S (50 bitar per rulle)	47,5 x 85 cm / 18,7 x 33,5"	PMF-9077			
OnlyU Disposable Cover M (120 bitar per rulle)	90 x 53 cm / 35,4 x 20,9"	PMF-9090			
OnlyU Disposable Cover (Wide) (70 bitar per rulle)	160 x 61 cm / 63 x 24"	PMF-9152			
OnlyU Disposable Cover L & XL (60 bitar per rulle)	180 x 53 cm / 70,9 x 20,9"	PMF-9172			
OnlyU Protection Foil (alternativt överdrag)					
OnlyU Protection Foil XS, S (110 bitar per rulle)	90 x 54,5 cm/35,4 x 21,6"	PMF-0191			
OnlyU Protection Foil M, L & XL (55 bitar per rulle)	180 x 54,5 cm/70,9 x 21,6"	PMF-0192			

Rollboard:



OnlyU Protection Foil
använd ovanpå textile cover.

Art nr: PMF-0191/ 90x54,5 cm
för Rollboard Vision M

Art nr: PMF-0192/ 180x54,5 cm
för Rollboard Vision L, XL



Covers:



OnlyU Disposable Cover
används efter borttagning av textile cover

Art nr: PMF-9090 / 90x53 cm
för Rollboard Vision M

Art nr ex: PMF-9172 / 180x53 cm
för Rollboard Vision L

