

Vinkelställbar bordsyta
Stabilt
Högtryckstvättbart



Human Cares vinkelställbara läs och matbord fungerar utmärkt för brukare som behöver stöd för att underlätta exempelvis att läsa eller äta från rullstol, fåtölj eller säng.

Bordsskivan är gjord av hygieniskt ABS plastmaterial och har en steglös tiltbar funktion från -40 grader till +40 grader. Bordsskivan har kanter som förhindrar föremål att glida eller falla av. Bordet har fyra hjul varav två broms. Underredet är stabilt och brett, med mycket utrymme för att enkelt kunna placeras vid brukaren.



Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Hjuldiameter	Material	Bordsskiva längd	Bordsskiva bredd	Lastkapacitet
Mat/Läsbord	K058PTS	5 cm	ABS-belagt plastmaterial	82 cm	38 cm	20 kg



Kenmak
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av
Kenmak produkter i Sverige

Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.