

Vinkelställbar bordsyta
Stabilt
Högtryckstvättbart




Human Cares vinkelställbara läs och matbord fungerar utmärkt för brukare som behöver stöd för att underlätta exempelvis att läsa eller äta från rullstol, fätölj eller säng.

Bordsskivan är gjord av hygieniskt ABS plastmaterial och har en steglös tiltbar funktion från -40 grader till +40 grader. Bordsskivan har kanter som förhindrar föremål att glida eller falla av. Underredet är stabilt och brett, med mycket utrymme för att enkelt kunna placeras vid brukaren.

K058PTS har fyra hjul varav har två diagonala har broms med 50 mm diameter, K058PTS-C är utrustad med inkapslade hjul med 75 mm diameter.

Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Hjuldiameter	Material	Bordsskiva längd	Bordsskiva bredd	Lastkapacitet
Mat/Läsbord	K058PTS	50 mm	ABS-belagt plastmaterial	82 cm	38 cm	20 kg
Mat/Läsbord (inkapslade hjul)	K058PTS-C	75 mm	ABS-belagt plastmaterial	82 cm	38 cm	20 kg



Inkapslade hjul med 75 mm hjul, inklusive broms



Inkapslade hjul med 75 mm hjul, exklusive broms