

# High Basic Sling



Stödande  
Två material  
Enkel



## High Basic Sling

High Basic Sling är en bekväm lyftsele med förstärkningsmaterial i benstöden för att ge bästa komfort vid överflyttningen. Med sin design ger den ett stöd för hela ryggen och ger ett bekvämt stöd för huvudet.



### Mycket stöd

High Basic Sling är perfekt för de brukare som behöver mycket stöd och som har låg eller hög tonus. Selen gör förflyttningssituationer trygga för både vårdare och patient och är väl lämpad för att lyfta patienter till och från golvet. För att ge optimalt stöd för huvud och nacke är selen utrustad med två avtagbara lattor.

snabbt vilket också gör det lämpligt att använda i badmiljöer. High Basic Sling kan användas i de flesta lyftsituationer med en 2-punkts, 3-punkts eller 4-punkts upphängning.

### Enkel skötsel och enkel användning

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta lyftöglor och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftsleetikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele och lyftöglorna är färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.



### Två material

High Basic Sling är en bekväm sele som finns i två tygval - Polyester och Polyester Net. Polyesternätmaterial tillåter fukt och värme att överföras effektivt från brukaren vilket gör att selen kan lämnas bakom brukaren under en tid efter att överflyttningen är klar. Polyester Net-tyget är flexibelt, luftigt och torkar



## Tillbehör



### Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180-\*



### Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstuvade benstöd, art. nr. 25102



### Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr. 50866



### Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 92938 4-punktsbygel till stationär lyft.

## Lyftsituationer




### Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




### Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



### Använd från golvet

Fungerande vid förflyttning från golvet.



### Använd vid duschning

Bara Polyester Nät kan användas för detta.

## Skötsel




### Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.



### Polyester Net

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort.




### Skötsel

Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradsvätt.

## Tekniska specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	A	B	C	
<b>Polyester nät</b>	<b>Polyester</b>					
25037-JS	25032-JS	Junior Small	JS	22 cm	62 cm	67 cm
25037-JM	25032-JM	Junior Medium	JM	28 cm	65 cm	74 cm
25037-S	25073-S	Small	S	35 cm	77 cm	86 cm
25037-M	25032-M	Medium	M	40 cm	88 cm	91 cm
25037-L	25032-L	Large	L	44 cm	98 cm	100 cm
25037-XL	25032-XL	X-Large	XL	48 cm	102 cm	102 cm
25037-XXL	25032-XXL	XX-Large	XXL	52 cm	108 cm	107 cm

Max användarvikt: 300 kg



\*Tillgänglig i följande längders: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)



Vi förbättrar rörelsefriheten och kvalitetsomhändertagande av människor

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



### HUMAN CARE SWEDEN (H0)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

### HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

### HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com