



# OnlyU Disposable Support Belt

Hygienisk  
Enpatientsbruk  
Stabil



OnlyU Disposable Support Belt är ett stödbälte för engångsbruk, och en av produkterna i vårt stora utbud av manuella förflyttningsprodukter. Denna produkt används framför allt vid uppresning och överflyttning av brukare. Produkten håller hög kvalitet och säkerhet, och ger en bekväm och ergonomisk upplevelse för såväl brukare som vårdgivare.

Bältet är gjort i ett bekvämt tyg och konstruerat med ett storleksjusterbart snabbfäste gjort i kardborre, detta band kan bli individuellt anpassat efter enskild brukare genom att klippa av bältet i passande längd.



## Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
OnlyU Disposable support belt	PM-070.10-5	1600 x 100 mm	Polyamide	160 kg
OnlyU Disposable leg support	PM-075.10-5	1130 x 100 mm	Polyamide	160 kg

98018, Rev 1, SE, Disposable Support Belt, Product sheet, May'23

  
**PETERMANN**  
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av  
Petermann GmbH produkter i Sverige



Besök [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) för de senaste produktuppdateringarna.