

Cosmos

Innovation med enkelhet i fokus.



reddot winner 2024



Dubbla funktioner

– kan användas både som stationär och portabel taklyft



reddot winner 2024

"Taklyften Cosmos har en genomtänkt design som förenklar de uppgifterna som vårdgivarna utför i vardagen."

– Reddot Design-juryens motivering

- Lätt att installera.
- Litiumbatteri.
- Den modulära designen på insidan gör att man snabbt och enkelt kan byta ut delar vid service.
- Kompatibel med flera befintliga skensystem.
- Utvecklad enligt den senaste ISO-standard – ISO 10535:2021.
- Optimerad för förvaring och transport.



Liten och lätt med ett integrerat handtag som gör den enkel att bära.

Kan användas med skenladdning (IRC).

Cosmos har utvecklats för att användas i fuktiga och våta miljöer. Lyften har en mycket hög motståndskraft mot fukt (IP25) och handkontrollen är helt vattentät (IP27).



Ett unikt snabbkopplingssystem som gör det enkelt att montera och montera ned lyften från löpvagnen och byta ut Cosmos-lyftbyglar.



Se videon här:





Innovation med enkelhet i fokus.

Vår senaste taklyft, Cosmos, designades och utvecklades med fokus på hög kvalitet, låg ägandekostnad och användarvänlighet. Flera intressenter var delaktiga i arbetet, bland annat vårdgivare, brukare, servicetekniker och ledning för att säkerställa att lyften uppfyllde deras olika behov. Den nya lyften är lätt och kompakt med dubbel funktion som en både portabel och stationär lyft – enkelhet när det är som bäst.

Cosmos-lyften har en modern skandinavisk design som är lämplig för en rad olika vårdmiljöer och den integreras väl i taket.

Om du vill använda den i ett annat rum gör det integrerade handtaget att den är lätt att bära. Den väger bara 6 kg. Det går snabbt och enkelt att omvandla en stationär lyft till en portabel lyft – det är bara att vända på den! Eftersom det är enkelt att flytta lyften och den har dubbla funktioner kan man minska antalet taklyftar som behövs på en vårdinrättning och därmed spara pengar.

Cosmos kan användas i våta miljöer, som dusch och bad. Lyften har en mycket hög motståndskraft mot fukt (IP25). Handkontrollen är helt vattentät (IP27) – vilket innebär att man kan släppa ned den i ett bad fyllt med vatten utan att det påverkar funktionen. Handkontrollen har dessutom en intuitiv design med endast några få knappar och tydliga indikatorer för batterinivå, servicebehov och varningar.

På lyftens insida finns ett kraftfullt och hållbart litiumbatteri som enkelt kan laddas via handkontrollen, antingen via kabeln eller laddningshållaren. Modeller för skenladdning finns också tillgängliga.

Human Care erbjuder ett brett utbud av löpvagnar som kan kombineras med Cosmos-lyften, vilket gör att den passar med skenor från andra tillverkare. Detta innebär att du kan behålla dina nuvarande skenor när du uppgraderar till en ny uppsättning Cosmos-lyftar. Det finns också flera olika lyftbyglar att välja mellan så att du kan kombinera dem med den sele som är mest lämplig för brukaren.

Alla aspekter av Cosmos har utvecklats med säkerhet och kvalitet i åtanke för brukare, vårdgivare och servicetekniker. Den uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna och är lätt att använda. Servicetekniker uppskattar hur enkel den är att underhålla eftersom alla interna komponenter är lättillgängliga. Den modulära designen gör att det går snabbt och enkelt att byta ut delar. Det är enkelt att kontrollera lyftens status med hjälp av data- och serviceapplikationen.

Genom att erbjuda en intuitiv produkt med dubbla funktioner som är portabel och enkel att utföra service på har vi minskat den totala ägandekostnaden till ett minimum.



Lyft	Cosmos 150, SWL; 150 kg	art. nr: 56100-EU eller 56105-EU (IRC)
	Cosmos 220, SWL; 220 kg	art. nr: 56110-EU eller 56115-EU (IRC)
	Cosmos 272, SWL; 272 kg	art. nr: 56120-EU eller 56125-EU (IRC)

IRC=In-Rail Charging/Skenladdning

Specifikationer, alla modeller

Mått (H x L x B)	28,3 cm x 15,4 cm x 24,4 cm
Vikt	6 kg
Lyftbandets längd	215 cm
Batteri	25,2 V, DC 4,8 Ah (1x) litium
Batteriladdare	GlobTek GTM96605-G2**** (100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A)

Tillbehör (beställs separat)



2-punktsbygel



3-punktsbygel



4-punktsbygel



Löpvagnar



Adapter för löpvagn



Anslutningskrok



Anslutningsögla



Mellanstycke



Våg
art.nr: 56205



Cosmos Rullvagn
art.nr: 70347



Cosmos rum till rum
adapter
art.nr: 56207

Lyftbyglar

2-punkts	L: 35 cm	art. nr: 56160
	L: 45 cm	art. nr: 56170
	L: 55 cm	art. nr: 56180
3-punkt	L/B: 48 cm	art. nr: 56190
4-punkt	L: 55 cm * B: 37 cm	art. nr: 56195

Löpvagnar

Löpvagn	art. nr: 56200
Löpvagn IRC/Skenladdning	art. nr: 56202
Adapter för löpvagn*	art. nr: 56201
Anslutningskrok för andra löpvagnar	art. nr: 56203
Anslutningsögla för andra löpvagnar	art. nr: 56203 (kort) art. nr: 56204 (lång)

Mellanstycken

Ger möjlighet att använda lyften på lägre höjd. Finns i nio olika längder. Kontakta Human Care för beställning av specificerade längder av mellanstycke.	L: 20 cm	art. nr: 94042-200
	L: 30 cm	art. nr: 94042-300
	L: 40 cm	art. nr: 94042-400
	L: 50 cm	art. nr: 94042-500
	L: 60 cm	art. nr: 94042-600
	L: 70 cm	art. nr: 94042-700
	L: 80 cm	art. nr: 94042-800
	L: 90 cm	art. nr: 94042-900
	L: 100 cm	art. nr: 94042-1000

* Användas med löpvagnar från Human Care som utvecklats för andra skensystem.

